

الأكسجين الذائب Dissolved oxygen

يعد الأكسجين من العوامل المحددة للانتاجية في اكثر البيئات المائية ويعبر عنه عادة بكمية الأكسجين المذاب في حجم محدد من الماء او بنسبة الأكسجين المشبع وهناك عدة طرق لتحديد كمية الأكسجين وقد استحدثت في الآونة الأخيرة أجهزة متكاملة تسمى أجهزة قياس الأكسجين المذاب (oxygen meter) حيث تقيس كمية الأكسجين للمحيط المائي انيا. تعتمد كمية الأكسجين على مدى نظافة المياه الطبيعية واحتوائها على النباتات والحيوانات وكمية المواد العضوية وتختلف كمية الأكسجين المذاب باختلاف درجات الحرارة والارتفاع والانخفاض عن مستوى سطح البحر .

ان اكثر الطرائق شيوعا للقياس هي الطريقة التي ابتكرها العالم (Winkler) ونكلر عام 1888م التي تستعمل حتى الان في معظم المختبرات العلمية علما ان نسبة الخطأ بحدود +25% والتي تعود الى دقة العمل وكيفية اخذ العينة وحجم القناني والسحاحات.

طريقة العمل

أ-المواد الكيميائية

1-محلول كبريتات المنغنيز ($MnSO_4 \cdot 4H_2O$) في ماء مقطر ويكمل الحجم الى لتر واحد ويمكن استعمال كلوريدات المنغنيز في حالة استعمال حامض الهيدروكلوريك مع ان حامض الكبريتيك هو المتبع

2- محلول اليوديد القاعدي Winkler reagent or alkaline iodide

يحضر من اذابة 700غم من هيدروكسيد البوتاسيوم (KOH) و 150 غم من ايوديد

البوتاسيوم (KI) في ماء مقطر ويكمل الحجم الى لتر واحد .

وقد يحضر بأذابة 500غم من هيدروكسيد الصوديوم (NaOH) و 50 غم من ايوديد الصوديوم

(NaI) في الماء المقطر ويكمل الحجم الى لتر واحد

3- حامض الكبريتيك المركز (H_2SO_4) وزنه النوعي 1.84

4-محلول ثايوسلفات الصوديوم $Na_2S_2O_3$ (0.025 ع تقريبا)

يحضر من اذابة 6.2 من ثايوسلفات الصوديوم في ماء مقطر ويكمل الحجم الى لتر واحد وقد تضاف قطرات من الكلوروفروم كمادة حافظة .

5- محلول النشأ

ويحضر من اذابة 5-10 غرامات من النشأ في ماء مقطر ويكمل الحجم الى لتر واحد ويمكن إضافة 1.5 غم من حامض السلسليك كحافظ للمحلول

ب- خطوات العمل

1- تملأ قنينة ونكسر (250 مل) بالماء المراد فحصه وتتم هذه العملية بهدوء مع ملاحظة ترك

الماء يتدفق من القنينة لطرد الهواء بصورة تامة ثم تغلق بالسداد الخاص شرط عدم ترك فقاعات هوائية تحته


2- يضاف 1 مل من محلول كبريتات المنغنيز بواسطة الماصة التي يجب ان تصل الى قعر القنينة فينسكب بمقداره من الماء

3- يضاف مباشرة 1 مل من محلول اليوديد القاعدي بواسطة ماصة أخرى وبطريقة الخطوة السابقة نفسها حيث يفقد أيضا 1 مل من الماء

4- تسد فوهة القنينة بالسداد وترج جيدا كي يختلط الراسب المتكون ويترك لفترة 10-15 دقيقة ليستقر الراسب في القعر او يصل الى منتصف القنينة او اقل



5- يضاف 1 مل من حامض الكبريتيك المركز بواسطة الماصة التي يجب ان تصل الى القعر في اثناء التفريغ فيزاح جزء من المحلول أيضا ثم تغلق القنينة وترج المحتويات بحذر الى ان يذوب الراسب ويترك لمدة 10 دقائق



- 6- يؤخذ 50 مل من محتويات القنينة يجب ان يكون المحلول رائقا ويوضع في دورق ويبدأ بالتسحيح مع محلول ثايوسلفات الصوديوم ويستمر بالتسحيح الى ان يصبح اللون اصفر فاتح
- 7- تضاف قطرات من محلول النشأ فيتكون لون ازرق فاتح
- 8- استمر بالتسحيح الى ان يخفي اللون الأزرق ويسجل مجموع حجم ثايوسلفات الصوديوم القياسي المضاف حيث يتفاعل اليود مع ثايوسلفات الصوديوم

ج-الحسابات

تحسب كمية الاوكسجين المذاب وفقا للمعادلة الاتية

$$\text{كمية الاوكسجين المذاب} = \frac{\text{حجم ثايوسلفات الصوديوم (سم}^3\text{)} \times \text{العيارية (0.025)} \times 200}{\text{حجم الماء المراد فحصه (سم}^3\text{)}}$$

=ملغم/لتر او جزء بالمليون

ان العامل 200 يمثل 1 سم³ من ثايوسلفات الصوديورية عيارية 0.025 التي تعادل 1 ملغم اوكسجين في اللتر الواحد لعينة من الماء ذات حجم 200 سم³