

العسرة Hardness

العسرة هي قابلية الماء على ترسيب الصابون، والماء العسر هو ذلك الماء الذي يحتاج الى كمية من الصابون لأعطاء رغوة وهو الذي يترك ترسبات على جدران انابيب المياه الحار والمرجل كما يترك ترسبات على منظومات توزيع المياه أيضا ويترسب الصابون في الماء العسر بسبب وجود ايونات الكالسيوم والمغنسيوم الثنائية في الماء وايونات معدنية أخرى متعددة التكافؤ مثل الحديد والالمنيوم والقصدير والخاصين وكذلك ايون الهيدروجين وتكون املاح العسرة في الماء على شكل كاربونات وبيكاربونات وكلوريدات وكبريتات ونترات الايونات أعلاه.

وتنشأ المياه العسرة عندما تسقط مياه الامطار على الأرض وتذيب الاملاح من التربة وتزداد قابلية ذوبان املاح التربة بماء المطر بسبب وجود غاز ثاني أكسيد الكربون الناتج عن عمليات التخمر في التربة وتسمى العسرة الكاربونية (carbonate hardness) بالعسرة المؤقتة Temporary hardness. لانها يمكن ان تترسب بالغليان اما العسرة المتكونة من غير الكاربونات non carbonate hardness فتسمى بالعسرة الدائمة permanent hardness لانها يمكن ان تترسب اثناء الغليان مثل عسرة الكبريتات والكلوريدات والنترات وهناك مياه طبيعية تحتوي على تراكيز عالية من ايونات الصوديوم مثل مياه البحار ويمكن ان تسبب ترسيب للصابون وتحول دون رغوته بالماء وذلك بسبب خاصية تاثير الايون المشترك (commonion effect) ولكنها لا تعد من المياه العسرة لان الصوديوم لا يسبب العسرة وهذا ما يسمى بالعسرة الوهمية (Pseudo hardness)

ويمكن القول بأن عسرة المياه تختلف باختلاف المورد المائي اذ تكون المياه السطحية اقل عسرة من المياه الجوفية وهذا يتبع الخاصية الجيولوجية للأرض التي تجري عليها المياه او تمر من خلالها.

وتمثل قيمة العسرة التركيز الكلي لايونات الكالسيوم والمغنسيوم معبرا عنها بدلالة كاربونات الكالسيوم ويجب ان تؤخذ بنظر الاعتبار العسرة الناتجة عن الايونات المعدنية الأخرى مثل الحديد والمنغنيز والالمنيوم والقصدير والخاصين اذا وجدت في الماء بتركيز مهمة علما ان

تراكيذها في المياه الطبيعية قليلة لان قابلية ذوبانها في الماء في pH الطبيعية قليلة جدا ولا يمكن الاهتمام بها كثيرا كمسببات للعسرة.

-طريقة التسحيح باستخدام EDTA

ملح الصوديوم للثليلين ثنائي الأمين رباعي حامض الخليك Ethylene Diamine Tetra Acetic Acid disodium salt (Na₂EDTA) يمكن تطبيق هذه الطريقة في إيجاد العسرة لمياه الشرب والمياه السطحية والمياه الجوفية وكذلك فضلات المياه وهي مناسبة لكل التراكيز اذ يمكن استعمالها في التراكيز العالية بعد تخفيف النموذج بالماء المقطر .
-نظرية التجربة

عندما تكون قيمة ال pH للنموذج تساوي (10) يحتل كل من ايون الكالسيوم وايون المغنسيوم المسببان للعسرة ايون الصوديوم الموجود في مادة التسحيح (Na₂EDTA) ويمكن ملاحظة نقطة التعادل بدقة عند استعمال مادة (Eriochrome black T) كدليل والتي عندها يخنفي اللون الأحمر الخمري (Wine red) الذي يدل على وجود ايونات الكالسيوم والمغنسيوم ويظهر اللون الأزرق كنتيجة لاختفاء هذه الايونات من المحلول .
تقيس طريقة EDTA العسرة الناتجة عن ايونات الكالسيوم والمغنسيوم فقط .

-المواد الكيماوية المستعملة

1- محلول الامونيا المنظم Ammonia buffer solution

يذاب 16.9 غم من كلوريد الامونيا في 143 مل من هيدروكسيد الامونيوم المركز او 644 ملي غرام من كلوريد المغنسيوم 50 مل من الماء المقطر ويضاف هذا المحلول الى 16.9 غم من كلوريد الامونيوم و 143 مل من هيدروكسيد الامونيوم المركز مع الرج وبعدها يخفف المحلول الى حجم 250 مل بالماء المقطر .

يخزن هذا المحلول في قنينة بلاستيكية محكمة السد ويمكن استعماله لمدة شهر واحد فقط .

2- الدليل

يمكن استعمال الدلائل التالية لايجاد نقطة التعادل

- 1- يخلط 0.5 غم من (Eriochrome black T) و 4.5 غم من hydroxyl amine hydrochloride و يذاب الخليط في 100 مل من ايثانول 95% و isopropanol.
- 2- يخلط 0.5 غم من (Eriochrome black T) مع 100 غم من كلوريد الصوديوم ويستعمل كمادة صلبة.

3- محلول (0.01 M) Na₂ EDTA

يحضر باذابة 3.723 غم من Na₂ EDTA في قليل من الماء المقطر ثم يكمل الحجم الى لتر بالماء المقطر. يفضل حفظ هذا المحلول في اواني بلاستيكية او زجاجية من نوع بايركس لتجنب تداخل الايونات الموجبة الموجودة في الزجاج العادي.

-طريقة العمل

- 1- يجب اختيار حجم النموذج بحيث لا يحتاج الى اكثر من 15 مل من محلول EDTA في عملية التسحيح.
- 2- يخفف حجم معين من النموذج الى 50 مل بالماء المقطر او يؤخذ 50 مل من النموذج اذا كانت عسرة قليلة.
- 3- يضاف (1 مل) من محلول الامونيا المنظم وهذه الكمية كافية لجعل pH النموذج تساوي (10).
- 4- يضاف المعطل اذا دعت الضرورة لذلك.
- 5- تضاف قطرة الى قطرتين من الدليل السائل او قليل من الدليل الجاف (Eriochrome black T).
- 6- تجري عملية التسحيح بأضافة محلول EDTA ببطئ مع الرج الى ان يتغير اللون من الأحمر الخمرى الى الأزرق.
- 7- عند قياس العسرة التي اقل من 5 ملغم/لتر يؤخذ حجم اكبر من النموذج يعادل (100-1000) مل ويضاف اليه كمية اكبر من المنظم ومن الدليل ثم يسحج ببطئ باستخدام سحاحة دقيقة جدا.

-الحسابات

$$\frac{أ \times ب \times 1000}{\text{حجم النموذج}} = \text{تركيز العسرة (ملغم/لتر)} \\ \text{بدلالة } \text{caco}_3$$

أ تمثل حجم ال EDTA بالملتر المستعمل لتسحيح النموذج.
 ب ملغرام من كاربونات الكالسيوم المكافئة الى (1 مل) من محلول EDTA , فإذا كان تركيز
 محلول ال EDTA المستعمل يساوي (0.010 M) تكون قيمة (ب) تساوي واحد .